



Volk

## 20D

Lente per oftalmoscopia indiretta. E' una lente diagnostica generale standard.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- L'alto ingrandimento offre una visione eccellente del Disco Ottico e della Macula.
- Perfettamente regolata per la curvatura di campo e le aberrazioni da astigmatismo
- Disponibile in versione sterilizzabile in autoclave con riduzione dei tempi di procedura. (Per ordinare questa opzione contattare i [nostri uffici](#)).
- Disponibile con montatura Blu, Verde, Viola, Rossa, Oro, Grigia. (Per ordinare questa opzione contattare i [nostri uffici](#)).



### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** 46° / 60°

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 3.13x

**SPOT LASER:** 0.32x

**DISTANZA OPERATIVA:** 50mm

**RIVESTIMENTI:** AR / DI