


Volk

SUPERFIELD NC

Lente per Lampada a Fessura della serie "Super", che offre un'alta risoluzione nella diagnosi del fondo oculare nelle visite alla Lampada a Fessura. Le lenti della serie "Super" sono la seconda generazione delle lenti Volk progettate per dare un ampio campo di immagine, un alto ingrandimento e per lavorare su pupille strette.



- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Vetro ad alto indice e alta risoluzione per la migliore stereopsi e chiarezza d'immagine.
- 90D "super" – Stesso ingrandimento con campo visivo più ampio.
- Maggiore distanza operativa a confronto con le lenti per fondo della concorrenza.
- Disponibile con montatura Blu, Verde, Oro, Viola, Rossa e Grigia. (Per ordinare questa opzione contattare i [nostri uffici](#)).



Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 95° / 116°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.76x

SPOT LASER: 1.30x

DISTANZA OPERATIVA: 7mm

RIVESTIMENTI: AR / DI