

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

TAVOLI

**NUOVO TAVOLO ELETTRICO CON COLONNA
CENTRALE O LATERALE**

NEW ELECTRIC TABLE WITH CENTRAL
OR LATERAL COLUMN



COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

TAVOLI

nuovo tavolo elettrico con colonna centrale o laterale

Per la loro semplicità e per elevata qualità del motore, si adattano alle più svariate esigenze di lavoro. Sono disponibili tavoli con colonna elettrica o auto-bilanciata (centrale o laterale), con ruote o piedini. Sono disponibili anche in versione per portatori di handicap, con un'ampia gamma di misure del piano.


Caratteristiche tecniche

Altezza min: 62cm

Altezza max: 87cm

Alimentazione: 220 V

Potenza: 300 W



Costruzione Strumenti Oftalmici

Via degli Stagnacci 12/E, 50018 Scandicci Firenze, ITALY
Tel. ++39 055.722191, Fax. ++39 055.721557
www.csitalia.it

REVISIONE 02 DEL 21/2/2011