



COSTRUZIONE STRUMENTI OPTALMICI



LED CHART PROJECTOR

R2147/R2047



Proiettore C.S.O.
mod. R2147/R2047 LED, con due dischi, telecomando,
47 test in scala decimale/logaritmica, maschere rosso/
verde e polarizzate.

Schermo di protezione ed accessori inclusi.



WWW.CSOITALIA.IT

Specifiche tecniche

PROIETTORI	CP2047 - CP2147 - CP2033 - CP1042 - CP1142	CP3000 - CP3137
Distanza proiezione	2,9/6, 1 mt	2,9/6, 1 mt
Test	realizzato con vetro ottico	realizzato con vetro ottico
Test velocità selezione	0,03 secondi	0, 03 seconds
Spengimento automatico	10 minuti dopo l'ultimo segnale	10 minuti dopo l'ultimo segnale
Dimensioni	profondità 205 mm - lung. 340 mm - altezza 210 mm	profondità 205 mm - lung. 340 mm - altezza 210 mm
Differenti modelli	tavolo, parete, riunito	tavolo, parete, riunito
Peso	5,5 Kg	6,5 Kg
Power supply	120/230 Vac 50/60 Hz	120/230 Vac 50/60 Hz
Assorbimento	40 VA	65 VA
Fusibili	5x20 mm 120 V- 500 mA T 230 V- 250 mA T	5x20 mm 120 V - 1 A T 230 V - 500 mA T

