



## PT100

TONOMETRO NO-CONTACT PORTATILE

**Completamente senza cavi per una totale portabilità !**

*Distributore:*



**NIKON INSTRUMENTS SPA**

Via san Quirico, 300

50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel 0553009601 e-mail [instruments@nikon.it](mailto:instruments@nikon.it)

**Reichert**<sup>®</sup>  
Ophthalmic Instruments

## PT100 Tonometro portatile no-contact

Il tonometro no-contact Reichert PT100 espande le vostre capacità oltre il vostro studio.

Totalmente portatile e senza cavi, il PT100 è progettato per un facile uso nelle case di riposo, nelle cliniche e con pazienti costretti su una sedia a rotelle.

Potrete anche eseguire indagini di massa che ampliaranno il vostro studio e porteranno vantaggio alla vostra comunità.

**Il PT100 è il solo e vero tonometro portatile no-contact che opera senza alcun cavo!**

L'uso del PT100 non potrebbe essere più facile. L'operatore ha sempre una vista completa dell'occhio del paziente che gli consente un allineamento veloce e semplice.

Degli indicatori visivi guidano l'operatore nella corretta posizione di allineamento.

Una volta eseguito l'allineamento il PT100 esegue automaticamente la misura della IOP.

**Pt100: portatile, accurato e di facile uso.**

- Operatività completamente senza cavi per una totale portabilità
- Esegue circa 250 misure per ogni ricarica della batteria
- Un design ergonomico, bilanciato, leggero
- Tutti i dati delle misura sono chiaramente visualizzati sullo schermo LCD
- Base di ricarica, stampante con collegamento IR e valigia di trasporto incluse nella configurazione standard.
- Trasferimento dati wireless
- L'accurato sistema IR di allineamento permette l'esecuzione della misura solo quando si raggiunge un allineamento di 0.010".

### Composizione standard forniture

Unità principale, base di ricarica batteria, stampante IR, valigia di trasporto

### Specifiche

Altezza 25.4 cm


Larghezza 12.7 cm

Profondità 20.5 cm

Peso 1.26 Kg (unità principale)

Range di misura 0 – 60 mmHg

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio



**NIKON INSTRUMENTS SpA**

Via San Quirico, 300

50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel 0553009601

e-mail: instruments@nikon.it

**Reichert**<sup>®</sup>  
Ophthalmic Instruments

Reichert, Inc.

3362 Walden Avenue, Depew, NY 14043

Toll Free: 888-849-8955 • Tel: (716) 686-4500

Fax: (716) 686-4545 • [www.reichert.com](http://www.reichert.com)

ISO 9001 Certified

Reichert products are designed and manufactured under quality processes meeting ISO 9001 requirements.